

Ultrasonic Skin Scrubber

FEATURES

#Perfect cleaning effect
High frequency vibration, Minimize the irritation to the skin and helps the deep cleansing inside the pores.
#Convenient LCD screen
It will be very conveniently & clearly to know the operation mode & method of the scrubber by the LCD screen, even without reading the manual.
#Effective EMS function
The EMS function can wake up the sleeping collagen and help pore shrinking at the same time.
#Nutrients penetrate the skin
By generating galvanic ion, it helps the skin absorb nutrients better.

01 This manual including the composition, usage, precautions of the product.
02 Please fully using this instruction manual and precautions before using this product and familiarize yourself with it.
03 The product's waterproof grade is IP X-5
04 Please charging before the first use of the product.
05 This product is not a medical device, but a beauty device.
06 This product is a beauty device product that has been tested by the Korea Institute of Dermatological Sciences for human use.
07 The effect of this product varies depending on the situation of each person and the use of skincare product.
08 Be careful to keep and use.This product is not a baby product. Please keep it away from the children .
09 It is not an edible product. Please do not eat or bite.
10 Please put the product into the product box during storage. Do not expose in sunlight directly, keep it in a cool place, free of moisture.

Page 1

CONTENTS

1.Product Information
1-1 Components ----- Page 3
1-2 Name of each part ----- Page 3
1-3 Product Specifications ----- Page 4
2.Using Method
2-1 Charging method ----- Page 5
2-2 How to use ----- Page 6
3.Precautions
3-1. Notes ----- Page 8

Page 2

1.Product Information

1-1 Components
This product includes the following components

Product Box

One instruction manual

USB magnetic charging cable

An Ultrasonic Scrubber Device

1-2 Name of each part

Outproof cap

Double curve shovel

LCD Screen

Electric pole

ON/OFF switch

USB magnetic charging cable

Charging connector

Page 3

1.Product Information

1-3. Product Specifications
The specifications of this product are as follows:

Name:	Ultrasonic Skin Scrubber
Battery:	330mAh@3.7V
Size:	24*12*118mm (Width X Length X Height)
Weight:	120g
Material:	ABS + 304 stainless steel
Year of manufacture:	
Country of manufacture:	People's Republic of China.
Main function:	Skin Cleaning, Lifting, Help nutrient absorb.

Page 4

2. Using Method

2-1 Charging Method
Please charging before the first use of the product:
(The battery charging status is different, the charging time may vary.Maximum 2 hours)

① Connect the micro USB magnetic cable with the charging connector on the product.
② Connect the other side of the cable to a 5V 1A plug, or connect it to your computer for charging.
③ The battery pattern on LCD screen is flashing while charging, but if you want to use the product during charging, please disconnect the USB cable.

Please refer to!

If the battery icon is blinking during use, it means the battery power is less, so you need to charge it.
I The product cannot be used during charging.
II The battery pattern on LCD screen is flashing while charging.
III After the battery is fully charged, the maximum usage time is about 1 hour. Depending on the usage mode, the battery status, charging status and environment will be different.

Page 5

2. Using Method

2-2. How to use

Please familiarize yourself with the function of each mode before using it.

This product has the function of automatically shutting down after 5 minutes working.
If you need to use it extra, please press the power button again and select the mode you need.
When using the EMS mode, it is recommended to start with EMS/L and change to EMS/H or keep it depending on the feeling of use.

1.Sonic Cleansing
Function Intro
High frequency vibration to remove the dead skin

How To Use
1. Please wash your face first and ensure that your face is fully wetted.
2. Turn on the switch and choose the Sonic cleansing mode.Move the shovel vertically and gently on the skin.

2.Sonic Cleansing(+ION)
Function Intro
The positive ions will help to remove cosmetics residual from the skin.

How To Use
1. Please wash your face first and ensure that your face is fully wetted.
2. Turn on the switch and choose the Sonic cleansing (+ION) mode. Move the shovel vertically and gently on the skin.

3.Galvanic (-ION)
Function Intro
The skincare products themselves have negative ions, we use the characteristic of mutual exclusion of negative ions to help the skincare product be absorbed deeper.

How To Use
1. Apply skincare product like cream on the face.
2. Choose the Galvanic mode and hold the electric pole position on the product, then use the back side of the shovel and push it gently on the skin.

4.EMS/L(EMS LOW)
Function Intro
The electrical stimulation can shrink the skin immediately, the shrink of the muscle can help the tightening of the skin's face(cheek).

How To Use
1. Apply skincare product like cream on the face.
2. Choose the EMS/L mode and hold the electric pole position on the product, then use the back side of the shovel and push it gently on the skin.

5.EMS/H(EMS HIGH)
Function Intro
The electrical stimulation can shrink the skin immediately, the shrink of the muscle can help the tightening of the skin's face(cheek).

How To Use
1. Apply skincare product like cream on the face.
2. Choose the EMS/H mode and hold the electric pole position on the product, then use the back side of the shovel and push it gently on the skin.

Page 6

3. Precautions

3-1 Notes

1. Before using and storing, you must fully understand the precautions using and store product according to its intended use.
2. The product's waterproof grade is IP X-5. Please be careful not to let water or liquid enter inside of product .
3. This product is not a medical device.
4. This product is a beauty device product that has been tested by the Korea Institute of Dermatological Sciences for human use.
5. The effect of this product varies depending on the situation of each person and the use of skincare products.
6. If the skin is abnormal due to using of product, stop using it immediately and consult a professional doctor.
7. If there is any problem with the product, please stop using it immediately and consult the manufacturer or seller or the place of purchase immediately.
8. Don't throw or hit products.
9. Do not store in a place where the temperature is too low or too high and in a damp place.
10. Do not put the product in quilts, electric blankets and cars.
14. Please pay attention do not let other metal products or liquids come into or contact with the charger of the product.
15. The user's behavior of disassembling, assembling, repairing and modifying the product may cause of the malfunction, and the resulting product failure cannot be repaired.

Page 7

3. Precautions

3-1 Notes

1. Before using and storing, you must fully understand the precautions using and store product according to its intended use.
2. The product's waterproof grade is IP X-5. Please be careful not to let water or liquid enter inside of product .
3. This product is not a medical device.
4. This product is a beauty device product that has been tested by the Korea Institute of Dermatological Sciences for human use.
5. The effect of this product varies depending on the situation of each person and the use of skincare products.
6. If the skin is abnormal due to using of product, stop using it immediately and consult a professional doctor.
7. If there is any problem with the product, please stop using it immediately and consult the manufacturer or seller or the place of purchase immediately.
8. Don't throw or hit products.
9. Do not store in a place where the temperature is too low or too high and in a damp place.
10. Do not put the product in quilts, electric blankets and cars.
12. This product is not a baby product. Be careful to keep and use. Please keep it away from the children .
13. This product is not an edible product. Do not bite.
14. Please pay attention do not let other metal products or liquids come into or contact with the charger of the product.
15. The user's behavior of disassembling, assembling, repairing and modifying the product may cause of the malfunction, and the resulting product failure cannot be repaired.

Page 8

特徴

#完璧なクレンジング効果
超音波ピーニングは2.8H周/秒の超音波振動でお肌についている水分をモスト状にし、毛穴の奥の汚れや皮脂、黒ずみ、古い角質等を吹き飛ばしながら除去・洗浄します。
#便利なLCDディスプレイ
LCDディスプレイに通り、ピーニング美顔器の操作モードと使用方法はつきりに了解できます。有効なEMSマッサージ機能。
#有効なEMSマッサージ機能
EMS微電流と結合波振動でお肌に微弱な刺激を与えて、継続的な刺激で顔の筋肉を運動するよう働きかけて、肌をしつかり引き締めます。
#美容成分の浸透サポート「イオン導入」
マイナスイオンの力と超音波振動で美容液やシートマスクの有効成分をお肌の奥深くまで浸透させます。
01 このマニュアルには、製品の成分、使用方法、注意事項が記載されています。
02 本製品をご利用する前に、まず、説明書と注意事項をご購入下さい。
03 本製品の防水等級はIPX-5
04 始めに本製品を使用する時に、十分に充電してください。
05 本製品は医療機器ではなく、美容機器です。
06 本製品は韓国皮膚科学研究所によってテストされ、人体で利用できる美容器具製品です。
07 使用効果は人の肌状況とスキンケア製品の使用次第に異なることとなります。
08 子供に離れるところに保存してください。
09 食用製品ではありませんので、食べたり噛んだりしないでください。
10 本製品をパッケージケースに入れ、直射日光に晒さず、湿気を避けて涼しい場所に置いてください。

Page 9

内容

1.製品情報
1-1 製品の細部 ----- Page 3
1-2 細部の説明 ----- Page 3
1-3 製品仕様 ----- Page 4
2.使用方法
2-1 充電方法 ----- Page 5
2-2 使用方法 ----- Page 6
3.注意事項
3-1 ノート ----- Page 8

Page 2

1.製品情報

1-1 製品の細部
パッケージ内容

製品ボックス

充電ケーブル

製品充電ケーブル

1-2 細部の説明

ダストキャップ

製品充電ケーブル

製品LCDディスプレイ

ポール

オン/オフスイッチ

充電ケーブル

Page 3

1.製品情報

1-3.仕様
製品仕様の説明は次のとおり:

商品名:	超音波 ウォーターピーニング
バッテリー:	3.7 V / 500 mAh
サイズ:	24*12*118mm (Width X Length X Height)
重量:	120g
材料:	ABS + OTHERS
生産地:	中国
主な機能:	肌を清潔に美顔器の効果を助けること等

Page 4

2.使用方法

2-1 充電方法
2.初めに本製品を使用する前に充電してください:
(バッテリーの電量は異なり、充電時間も異なり、最大2時間がかかります。)

① USB充電ケーブルを製品の充電ポートに接続します。
② 充電ケーブルの末端を5V/1Aプラグに接続し、またはコンピューターとパソコンのUSB充電ポートに接続します。
③ 充電中にはLCD画面のバッテリーモードが点滅する。充電中に製品を使用する場合、USB充電ケーブルを取り外してください。

ご注意!

※ 使用時にLCD画面のバッテリーアイコンが点滅する場合は、バッテリーの電量不足、充電不足を示唆されます。
※ 充電中には使用できません。
※ 充電時には、LCD画面のバッテリーモードが点滅します。
※ 充電が完了するまで画面、LCD画面で充電モードが表示されます。
最大の充電時間は約2時間、最大使用時間は約2時間です。バッテリーの電量不足、充電不足、および充電時間も異なります。バッテリーの電量不足、充電不足、および充電時間も異なります。

Page 5

2.使用方法

2-2. 使用説明
※に使用前に各モードの機能をよくご理解ください。

この製品には、5分間に動作後で自動的に電源を切る機能があります。 続きを使用すれば、電源ボタンをもう一度押して、モードを選択します。EMSモードを使用する場合は、EMS / LからEMS / Hに切り替えてお勧めです。

1.スクリーニング [Sonic Cleansing]
機能説明
超音波ピーニングは2.8H周/秒の超音波振動で、毛穴の汚れや皮脂、黒ずみ、古い角質等を吹き飛ばしながら除去・洗浄します。

使い方
1. まず顔を洗い、顔が完全に濡れていることを確認してください。
2. オン/オフスイッチを押す。スクリーニングモードを選択し、シャベルを顔に対して垂直にゆっくり動かします。

2.超音波スクリーニング (+ION) [Sonic Cleansing(+ION)]
機能説明
プラスイオン (+ION) は、肌に付いている美容成分を浸透させるのに役立ちます。

使い方
1. 顔を洗い、顔が完全に濡れていることを確認してください。
2. オン/オフスイッチを押す。超音波スクリーニング (+ION) モードを選択し、シャベルを顔に対して垂直にゆっくり動かします。

Page 6

3 メモ

3-1 注意事項

1. 使用する前に、製品の使用と注意事項をよくご理解する必要があります。
2. 製品の防水等級はIPX/5です。製品本体の内部に水や液体が入らないようご注意ください。
3. この製品は医療機器ではありません。
4. 本製品は韓国皮膚科学研究所によってテストされ、人体で利用できる美容器具製品です。
5. 使用効果は人の肌状況とスキンケア製品の使用次第に異なることとなります。
6. 本製品の使用により 皮膚に異常がある場合はすぐに使用を中止してください。
7. 製品に何か質問がある場合、メーカーまたは販売者にご連絡してください。
8. 製品を投げたり、なめたりしないでください。
9. 温度が低すぎたり高すぎたり、湿度が高い場所に保管しないでください。
10. キルト、電気毛布、車に本製品を置かないでください。
11. 同封されたもとの充電器をこの製品に接続して充電してください。
12. この製品はベビー用品ではありません。子供に離れるところから保存してください。
13. この製品は食用製品ではありません。噛まないでください。
14. 金属製品や液体が本製品の充電器に入らないようご注意ください。
15. 作動的な製品の分解、組み立て、修理、および改造により、故障が発生する場合、返品、返金または保証期間の修理が承認されないこととなります。

Page 7

3.ガラルベニック (-ION) [Galvanic (-ION)]
機能説明
スキンケア製品は陰イオンが含まれており、電圧に誘引されるマイナスイオン特性のため、スキンケア製品がより深く吸収されるようになります。

使い方
1. クリーム後、スキンケア製品を顔に塗ります。
2. EMS / Lモードを選択し、シャベルの前面を使用してシャベルを顔に押し付け動かします。

4.EMS/L(EMS LOW)
機能説明
①の微電流でお肌に微弱な刺激を与えて、継続的な刺激で顔の筋肉を運動するよう働きかけて、引きしつかり引き締めます。

使い方
1. クリーム後、スキンケア製品を顔に塗ります。
2. EMS / Lモードを選択し、シャベルの前面を使用してシャベルを顔に押し付け動かします。

5.EMS/H(EMS HIGH)
機能説明
①の微電流でお肌に微弱な刺激を与えて、継続的な刺激で顔の筋肉を運動するよう働きかけて、引きしつかり引き締めます。

使い方
1. クリーム後、スキンケア製品を顔に塗ります。
2. EMS / Hモードを選択し、シャベルの前面を使用してシャベルを顔に押し付け動かします。

Page 8