

GZ0702 技术规格

GA0702 technical specifications

听力计模块: GZ-0702

Module: GZ-0702

测试功能: 气导测试, 骨导测试

Test function: Air conduction test ,bone conduction test

频道: 两个独立的通道

Channel : Two independent channels

掩蔽: 白噪音

Masking : white noise

输出: 空气传导耳机, 插入耳机

Output : Air conduction/bone conduction

强度: 0~110 分贝, 5 分贝递增

Intensity : 0~110 db , 5 db increasing

频率范围: 125~8000Hz

Frequency range : 125~8000Hz

声刺激: 纯音, 颤音和脉冲音

Sound stimulation: pure tone , warble tone and pulse tone

掩蔽信号: 白噪声

Masking signal : white noise

响应系统： 手动控制

Response System : manual control

精 度： 频率： ± 0.05 %; 强度： ± 1 dB

Precision : frequency: ± 0.05 %; intensity: ± 1 dB

扫描信号： 纯音/ 啁音， 125~8000Hz ， 40~90dB SPL

Sweep signal : pure tone / warble tone, 125~8000Hz , 40~90dB SPL

噪声信号： 十五分。 40-90dB SPL (由计算机自动扫描)

Noisy signal : 15 minutes. 40-90dB SPL(The computer automatic scanning)

扫描时间： 三分钟

Sweep Time : 3 minutes

测试标准： ANSIS3.22-1987 ， 1996 ; GB/T734.1

Test Standard : ANSIS3.22-1987 ， 1996 ; GB/T734.1

标 准： 符合类型 3A 听力计的要求

符合 ANSI S3.6-1996 标准

Standard : 3A

ANSI S3.6-1996

USB 接口： USB2.0 高速

USB interface : USB2.0 high-speed

供电电压： 5V

Supply Voltage: 5V

外接设备： 麦克风

Access Equipment : MIC

尺 寸： 长 X 宽 X 高： 20.5X14.5X4(CM)

Size: L*W*H: 20.5X14.5X4(CM)

重 量： 726g (裸机)

Weight : 726g(bare machine)

频率和最大输出强度：

Frequency and maximum output intensity

频率 Frequency	气导 AC	骨导 BC
125	75	
250	95	70
500	110	70
750	110	70
1000	110	70
1500	110	70
2000	110	70
3000	110	70
4000	110	70
6000	105	65
8000	95	