

# 产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20260509

产品名称	框式助行器	生产批号	26-4-201	数量	300 张	抽样	50 张	产品技术要求	粤禅械备 20260071
型号规格	FS894	功能代号	/	检验	曾桂娟	审批	曾繁春	日期	2026 年 05 月 09 日
抽样标准: 抽样检验规定		合格质量水平 AQL: 4.0		<input checked="" type="checkbox"/> 正常		<input type="checkbox"/> 加严		<input type="checkbox"/> 放宽	
序号	项目名称	技术要求					检验结果	单项结论	
1	外观结构要求	1) 框式助行器与使用者可触及之处, 不得有外露的锐边和突起。 2) 框式助行器外表面平整光滑, 不允许有裂纹、疤痕等缺陷。 3) 框式助行器各零部件装配齐全, 准确, 牢固可靠。 4) 框式助行器活动部位顺畅, 不允许有卡滞现象。 5) 各可调部位留有适当的调整余地, 可装拆部位易于拆装。 6) 框式助行器脚部末端脚垫完好不掉色。					符合要求	合格	
2	尺寸	1) 框式助行器产品实际尺寸与标示尺寸相符, 外形尺寸偏差不超过规格尺寸 5%。					符合要求	合格	
3	稳定性	1) 前倾稳定性试验时, 框式助行器前倾翻角度 $\geq 15^\circ$ 。 2) 后倾稳定性试验时, 框式助行器后倾翻角度 $\geq 7^\circ$ 。 3) 侧倾稳定性试验时, 框式助行器侧倾翻角度 $\geq 3.5^\circ$ 。					符合要求	合格	
4	强度	1) 静载试验后, 框式助行器各部件不产生裂纹和断裂。 2) 疲劳试验后, 框式助行器各部件不产生裂纹和断裂。					符合要求	合格	
检验结论		经检验各项技术指标均达到粤禅械备 20260071 号《框式助行器》标准中规定的要求, 产品检验合格。							

